

Artikeldetails



Gerätename:	Labormikroskop
Geräte-ID:	31847
Hersteller:	Zeiss
Anbieter:	Händler
Alter:	k. A.
Beschreibung:	wie abgebildet, mit zwei Binookularen (8-fach), sowie 4 Objektiven (1 x Ph1 10/0,22 160/- , 1 x Ph2 25/0,45 160/0,17, 1 x Ph2 40/0,65 160/0,17, 1 x 100/1,3 Oel 160/-), mit eingebauter Lichtquelle (ohne Leuchtmittel) und externem Netzteil, Abdeckscheibe für Leuchtmittel fehlt, sonst funktionsbereit
Besonderheiten:	
Zustand:	gebraucht
Preis:	Anmeldung erforderlich
Datum/Zeit:	22.05.2012, 17:14 Uhr
Kategorie:	Labortechnik Analysegeräte
URL:	http://www.medbymed.de/detail/31847/Labormikroskop.html