

Artikeldetails



Gerätename:	Grave Scheiden Spekulum Fig. 1 bis Fig. 3
Geräte-ID:	38393
Hersteller:	keine Angabe
Anbieter:	Händler
Alter:	neu
Beschreibung:	Grave Scheiden Spekulum verschiedene Größen in 3 Größen lieferbar>Fig. 1 20x60 mm Fig. 2 32x80 mm Fig. 3 35x100 mm Bitte bei der Bestellung den Wunsch der Größe angeben durch 2 Feststellschrauben wird sowohl die vertikale Öffnung als auch die Winkelöffnung fixiert. hervorragende Edelstahlqualität Porto und Verpackung : 4,50 Euro
Besonderheiten:	
Zustand:	neu
Preis:	Anmeldung erforderlich
Datum/Zeit:	22.05.2012, 17:36 Uhr
Kategorie:	Humanmedizin Instrumentarium
URL:	http://www.medbymed.de/detail/38393/Grave_Scheiden_Spekulum_Fig_1_bis_Fig_3.html