

## Artikeldetails



<b>Gerätename:</b>	Endoskopieaufsatzkamera
<b>Geräte-ID:</b>	41932
<b>Hersteller:</b>	Dyonics
<b>Anbieter:</b>	Händler
<b>Alter:</b>	11 Jahre
<b>Beschreibung:</b>	big-chip CCD-Kamera mit PAL 752x582 Pixel; NTSC 768x494 Pixel, Auflösung: 800 x 450 Zeilen vertikal, 1/50 bis 1/10.000 Verschlußgeschwindigkeit bei PAL, inkl. Kabel und Kamerakopf der Fa. Wolf 85261.272 mit Bajonettverschluß für starre Optiken, diverse Anschlüsse (Video, RGB, Y/C etc.), sehr guter Gebrauchzustand
<b>Besonderheiten:</b>	
<b>Zustand:</b>	gebraucht
<b>Preis:</b>	Anmeldung erforderlich
<b>Datum/Zeit:</b>	22.05.2012, 17:55 Uhr
<b>Kategorie:</b>	Humanmedizin   Endoskope
<b>URL:</b>	<a href="http://www.medbymed.de/detail/41932/Endoskopieaufsatzkamera.html">http://www.medbymed.de/detail/41932/Endoskopieaufsatzkamera.html</a>