

Artikeldetails



Gerätename:	Endoskopievideosystem
Geräte-ID:	41938
Hersteller:	Olympus
Anbieter:	Händler
Alter:	k. A.
Beschreibung:	bestehend aus: Olympus WM-30 Trolley mit integriertem Trenntrafo, einem 20 Zoll Videomonitor Sony PVM 2053 MD, einem Videoprocessor CV-140 mit Pig-Tail-Spiralkabel MH-976, ohne Keyboard, einer 300 Watt Xenon-Kaltlichtquelle CLV-U 40 sowie einem Colour-Videoprinter Mitsubishi CP50E, sehr guter Gebrauchzustand, passende Videoendoskope normal oder big-chip dazu auf Anfrage
Besonderheiten:	
Zustand:	gebraucht
Preis:	Anmeldung erforderlich
Datum/Zeit:	22.05.2012, 17:56 Uhr
Kategorie:	Humanmedizin Endoskope
URL:	http://www.medbymed.de/detail/41938/Endoskopievideosystem.html