

Artikeldetails



| | |
|------------------------|---|
| Gerätename: | Orthopantomograph OP100 |
| Geräte-ID: | 42632 |
| Hersteller: | Instrumentarium |
| Anbieter: | Sonstige |
| Alter: | 12 Jahre |
| Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none">*) Moderne Hochfrequenzgenerator-Technik*) Kleiner Brennpunkt (0,35 x 0,5mm)*) Klinisch korrekte Bildgeometrie*) V-förmiger Röntgenstrahl*) automatische Belichtungskontrolle*) automatischer Wirbelsäulenausgleich*) präzise Patientenpositionierung*) direkte Sicht zum Patienten*) drei unmissverständliche Positionierlichter |
| Besonderheiten: | |
| Zustand: | gebraucht |
| Preis: | Anmeldung erforderlich |
| Datum/Zeit: | 22.05.2012, 17:59 Uhr |
| Kategorie: | Zahnmedizin Röntgen |
| URL: | http://www.medbymed.de/detail/42632/Orthopantomograph_OP100.html |