

Artikeldetails



Gerätename:	Analyzer (Klinisch)
Geräte-ID:	43237
Hersteller:	Dade Behring
Anbieter:	Händler
Alter:	13 Jahre
Beschreibung:	vollautomatisches Analysensystem für die in vitro Diagnose. Er besteht aus dem Analysensystem selbst und dem integrierten Computer. Mit den DADE Fertigreagenzien lassen sich innerhalb einer Stunde 300 fotometrische und gleichzeitig 150 Elektrolyttests durchführen. Der Durchsatz der übrigen Tests wird dadurch nicht beeinträchtigt. Im 24 Stundendienst erhalten Sie in 5 Minuten nach Beginn der Analyse die ersten Testergebnisse, sehr guter Gebrauchzustand
Besonderheiten:	
Zustand:	gebraucht
Preis:	Anmeldung erforderlich
Datum/Zeit:	07.02.2012, 21:08 Uhr
Kategorie:	Labortechnik Analysegeräte
URL:	http://www.medbymed.de/detail/43237/Analyzer_(Klinisch).html