

## Artikeldetails



<b>Gerätename:</b>	Narkosebeatmungsgerät
<b>Geräte-ID:</b>	43462
<b>Hersteller:</b>	Dräger
<b>Anbieter:</b>	Händler
<b>Alter:</b>	16 Jahre
<b>Beschreibung:</b>	fahrbares Gerät mit zentralem Monitor, automatischer Beatmung (IPPV), synchronisierte, intermittierende, mandatorische Beatmung (SIMV), manuelle Beatmung, Spontanatmung. Überwachungsfunktionen: Druck, Flow, O2-Konz., CO2, N2O, Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane, automatische Anpassung der Alarmgrenzen für die automatische Beatmung IPPV, inkl. EKG-Monitor PM-8040 zur Messung von EKG, SPO2, Blutdruck und Temperatur inkl. Parameterbox PB 8800 mit allen Kabeln und Sonden (auße...
<b>Besonderheiten:</b>	
<b>Zustand:</b>	gebraucht
<b>Preis:</b>	Anmeldung erforderlich
<b>Datum/Zeit:</b>	22.05.2012, 18:06 Uhr
<b>Kategorie:</b>	Humanmedizin   Anästhesie
<b>URL:</b>	<a href="http://www.medbymed.de/detail/43462/Narkosebeatmungsgerät.html">http://www.medbymed.de/detail/43462/Narkosebeatmungsgerät.html</a>